



SIMPLEE®

All you need. No more. But no less.

RECIPFILE V

(GB)

Specifications

Model

25#, 40#, 50#, 25-50#

Length

21mm, 25mm, 31mm

Material

NiTi alloy

Advantages

- Flexibility
- excellent cutting efficiency
- Reduce the risk of contamination
- Simplicity, one file system

Recommend Speed and Torque

Model	Speed (RPM)	Taper
25#	250 - 350	.08
40#	250 - 350	.06
50#	250 - 350	.05

Motion

Reciprocating movement

Package

Blister package 6 pcs/blister

Sequence

- To achieve a straight line access to the root canal entrance.
- Select the correct Simplee V files instruments
- Check the Endo motor has been selected
- Introduce the Simplee V files into the root canal.
- Move the instrument in a slow in-and-out pecking motion. The
- amplitude of the in-and-out movements should not exceed 3 mm.
- Only light pressure should be applied. 1 in-and-out movement=1 peck.
- The instrument will advance easily in the canal.
- After 3 pecks, remove the instrument from the canal. Clean the debris.
- Irrigate the canal.
- Make sure the canal is free to approx 3mm beyond the prepared
- canal section with an ISO size 10 file.
- In this way, continue with the Simplee V files instrument until approx 2/3
- of the working length has been reached.
- When using an 25#
- determine the working length by using an ISO size 10# files. When
- using an 40#, 50#, the working length should be re-checked with an
- apex locator.
- Continue with the Simplee V files instrument until working length has
- been reached.
- As soon as full working length has been reached, withdraw the
- instrument from the root canal.

Selecting the correct Simplee V files

- If the canal is partially or completely invisible on the radiograph:
- the canal is considered narrow, use size 25#
- If the canal is completely visible on the radiograph: take an ISO
- 30# hand file, insert it passively to working length. If it reached
- working length, the canal is considered large, use 50#.
- If an ISO 30 hand files does not goes passively to working length,
- try an ISO 20# hand file. If this goes passively to working length, the
- canal is considered medium, use 40#.

Technique tips

- Simplee V files instruments can be used in a lateral brushing motion to enable preparation of irregular shaped canals to enlarge the root canal entrance. The lateral brushing motion can also help to achieve an easier advancement of the instrument.
- Clean Simplee V files instrument flute after 3 pecks.
- Use an ISO size 10# file to check the situation of the canal, confirm the canal is not blocked after 3 pecks with Simplee V files.
- Irrigate the root canal according to the appropriate irrigation protocol.
- Never apply pressure if resistance is encountered, instead clean the files and check the canal with an ISO file size 10#.
- Remove the instrument from the canal as soon as working length has been reached. Working with engine files too long in one spot will cause canal transportation.
- Pull the Simplee V files out of the canal after 3 pecks or when resistance is encountered.

(D)

Spezifikationen

Modell

Nr. 25, Nr. 40, Nr. 50, Nr. 25-50

Länge

21 mm, 25 mm, 31 mm

Werkstoff

NiTi-Legierung

Vorteile

- Elastizität
- exzellente Schneideeffizienz
- vermindertes Kontaminationsrisiko
- einfaches Ein-Feilen-System

Empfohlene Drehzahl und Drehmoment

Modell	Drehzahl (rpm)	Konizität
25#	250 - 350	.08
40#	250 - 350	.06
50#	250 - 350	.05

Bewegung

Reziproke Bewegung

Verpackung

Blisterverpackung 6 St./Blister

Arbeitsabfolge

- Herstellen eines geraden Zugangs zum Eingang des Wurzelkanals.
- Auswählen der korrekten Simplee V-Feilen
- Kontrollieren des gewählten Endo-Motors
- Einführen der Simplee V-Feile in den Wurzelkanal.
- Das Instrument langsam pickend, gleichmäßig vor- und rückwärts bewegen. Die Amplitude der Vor- und Rückwärtsbewegungen sollte 3 mm nicht überschreiten.
- Nur leichten Druck ausüben. 1 Vor- und Rückwärtsbewegung = 1 Pick.
- Das Instrument wird leicht im Kanal vorankommen.
- Nach 3 Picks das Instrument aus dem Kanal herausziehen. Den Kanal vom Debris reinigen.
- Den Kanal spülen.
- Mit einer Feile der ISO-Größe 10 sicherstellen, dass der Kanal bis ungefähr 3 mm über den aufbereiteten Abschnitt des Kanals frei ist.
- Auf diese Weise mit den Simplee V-Feilen fortfahren, bis etwa 2/3 der Arbeitslänge erreicht ist. Bei Verwendung einer Feile der Größe Nr. 25 die Arbeitslänge mithilfe einer Feile der ISO-Größe 10 bestimmen.
- Bei Verwendung einer Feile der Größe Nr. 40 oder Nr. 50 sollte die Arbeitslänge erneut mit einem Apex Locator überprüft werden.
- Mit dem Simplee V-Feilen-Instrument fortfahren, bis die Arbeitslänge erreicht ist.
- Sobald die volle Arbeitslänge erreicht ist, das Instrument aus dem Wurzelkanal herausziehen.

Auswahl der korrekten Simplee V-Feilen

- Falls der Kanal auf dem Röntgenbild nur teilweise oder gar nicht zu erkennen ist: Der Kanal ist als eng anzusehen – verwenden Sie Größe Nr. 25.
- Falls der Kanal auf dem Röntgenbild komplett zu erkennen ist: Verwenden Sie eine Handfeile der ISO-Größe 30 und führen Sie sie passiv bis zur Arbeitslänge ein. Wenn sie die Arbeitslänge erreicht, ist von einem weiten Kanal auszugehen – verwenden Sie dann Größe Nr. 50.
- Falls eine Handfeile der ISO-Größe 30 passiv nicht die Arbeitslänge erreicht, versuchen Sie es mit einer Handfeile der ISO-Größe 20. Wenn damit die Arbeitslänge erreicht wird, ist von einem Kanal mittlerer Größe auszugehen – verwenden Sie Größe Nr. 40.

Tipps zur Arbeitstechnik

- Um die Aufbereitung unregelmäßig geformter Kanäle zu ermöglichen oder um den Eingang in den Wurzelkanal aufzuweiten, können die Simplee V-Feilen in einer seitlich bürtende Bewegung verwendet werden. Die seitlich bürtende Bewegung kann auch das leichtere Vordringen des Instruments unterstützen.
- Die Rillen der Simplee V-Feile nach jeweils 3 Picks reinigen.
- Mit einer Feile der ISO-Größe 10 die Situation im Kanal kontrollieren und bestätigen, dass der Kanal nach 3 Picks mit der Simplee V-Feile nicht blockiert ist.
- Den Wurzelkanal nach geeignetem Spülprotokoll spülen.
- Niemals Druck anwenden, wenn ein Widerstand auftritt. Stattdessen die Feilen reinigen und den Kanal mit einer Feile der ISO-Größe 10 kontrollieren.
- Ziehen Sie das Instrument aus dem Wurzelkanal heraus, sobald die Arbeitslänge erreicht ist. Ein zu langes Arbeiten mit maschinell angetriebenen Feilen an einer Stelle verursacht eine Verschiebung der Kanalachse (Transportation).
- Ziehen Sie die Simplee V-Feilen jeweils nach 3 Picks, oder sobald Sie auf einen Widerstand stoßen, aus dem Kanal heraus.

(F)

Spécifications

Modèle

#25, #40, #50, #25-50

Longueur

21 mm, 25 mm, 31 mm

Matériau

alliage de NiTi

Avantages

- Flexibilité
- Excellente efficacité de coupe
- Réduction du risque de contamination
- Simplicité, système à une lime

Vitesse et couple recommandés

Modèle	Vitesse	Effilement
25#	250 - 350	.08
40#	250 - 350	.06
50#	250 - 350	.05

Mouvement

Mouvement oscillant

Conditionnement

Blister ó pcs/blister

Séquence

- Obtenir un abord en ligne droite permettant d'accéder au canal radiculaire.
- Sélectionner les limes V Simplee correctes.
- S'assurer que le moteur d'endodontie a été sélectionné.
- Introduire les limes V Simplee dans le canal radiculaire.
- Déplacer l'instrument en exécutant un lent mouvement de va-et-vient. L'amplitude des mouvements de va-et-vient ne saurait dépasser 3 mm.
- N'appliquer qu'une légère pression. 1 mouvement de va-et-vient = 1 picotage.
- L'instrument progresse aisément dans le canal.
- Après 3 picotages, retirer l'instrument du canal. Évacuer les débris.
- Irriguer le canal.
- S'assurer que le canal est bien dégagé ó environ 3 mm au-delà de la section préparée à l'aide d'une lime ISO de taille #10.
- Poursuivre ainsi avec des limes V Simplee jusqu'à atteindre environ les 2/3 de la longueur de travail. En cas d'utilisation d'une lime #25, déterminer la longueur de travail en utilisant une lime ISO de taille #10.
- En cas d'utilisation d'une lime #40 et #50, la longueur de travail doit être vérifiée avec un localisateur d'apex.
- Poursuivre avec des limes V Simplee jusqu'à atteindre la longueur de travail.
- Une fois la longueur de travail atteinte, retirer l'instrument du canal radiculaire.

Sélection des limes V Simplee correctes

- Si le canal est en partie ou complètement invisible à la radiographie : le canal est considéré comme étroit, utiliser une lime de taille #25.
- Lorsque le canal est entièrement visible à la radiographie : se munir d'une lime ISO #30, puis l'insérer passivement jusqu'à la longueur de travail. Lorsque la longueur de travail est atteinte, le canal est considéré comme large, utiliser la taille #50.
- En cas d'impossibilité de faire avancer passivement une lime manuelle ISO de #30 jusqu'à la longueur de travail, essayer une lime manuelle ISO de #20. En cas d'approche passive jusqu'à la longueur de travail, le canal est considéré comme de taille moyenne, utiliser donc la taille #40.

Consigns techniques

- Les limes V Simplee peuvent servir dans le cadre d'un brossage latéral à la préparation de canaux de forme irrégulière en vue d'élargir l'abord d'un canal radiculaire. Le mouvement de brossage latéral peut aussi contribuer à faciliter l'avance de l'instrument.
- Nettoyer les cannelures des limes V Simplee après 3 picotages.
- Utiliser une lime ISO de taille #10 pour vérifier la situation du canal, confirmer que le canal n'est pas obstrué après 3 picotages avec des limes V Simplee.
- Irriguer le canal radiculaire selon le protocole d'irrigation approprié.
- Ne jamais forcer en cas de résistance et nettoyer les limes, puis vérifier le canal à l'aide d'une lime ISO de taille #10.
- Retirer l'instrument du canal dès que la longueur de travail a été atteinte. Travailler avec des limes mécaniques d'une longueur excessive sur un endroit donné se traduira par un dépôt canalair.
- Extraire les limes V Simplee du canal après 3 picotages ou en cas de résistance.

(I)

Specifiche

Modello

N° 25, N° 40, N° 50, N° 25-50

Lunghezza

21 mm, 25 mm, 31 mm

Materiale

lega NiTi

Vantaggi

- Flessibilità
- Eccellente efficienza di taglio
- Riduzione del rischio di contaminazione
- Semplicità, un unico sistema di file

Velocità e torque raccomandati

Modello	Velocità	Conicità
25#	250 - 350	.08
40#	250 - 350	.06
50#	250 - 350	.05

Movimento

Movimento reciprocante

Confezione

Blister ó pz./blister

Sequenza


- È necessario un accesso rettilineo all'orifizio del canale radicolare.
- Selezionare i file Simplee V corretti.
- Controllare che il micromotore per endodontia sia stato correttamente selezionato.
- Inserire i file Simplee V nel canale radicolare.
- Muovere lo strumento lentamente verso l'alto e verso il basso (pecking). L'ampiezza dei movimenti di salita e discesa non deve superare i 3 mm.
- Applicare soltanto una leggera pressione. 1 movimento di salita e discesa = 1 passaggio.
- Lo strumento avanza facilmente nel canale.
- Estrarre lo strumento dal canale dopo 3 passaggi. Rimuovere i detriti.
- Irrigare il canale.
- Assicurarsi che il canale sia liberamente accessibile fino a circa 3 mm oltre la sezione del canale preparato con un file ISO N° 10.
- Continuare la preparazione in questo modo con i file Simplee V fino a raggiungere circa 2/3 della lunghezza di lavoro. Quando si usa un file N° 25, stabilire la lunghezza di lavoro utilizzando un file ISO N° 10.
- Quando si usa un file N° 40, N° 50, è opportuno ricontrollare la lunghezza di lavoro con un rilevatore apicale.
- Continuare la preparazione con i file Simplee V fino a raggiungere la lunghezza di lavoro.
- Dopo avere raggiunto la lunghezza di lavoro, estrarre lo strumento dal canale radicolare.

Selezione del corretto file Simplee V

- Se il canale è parzialmente o completamente invisibile sulla radiografia: il canale è considerato stretto, quindi usare un file N° 25.
- Se il canale è completamente visibile sulla radiografia: usare un file manuale ISO N° 30, inserendolo passivamente fino alla lunghezza di lavoro. Se la lunghezza di lavoro è stata raggiunta, il canale è considerato largo, quindi usare il file N° 50.
- Se un file manuale ISO N° 30 non raggiunge passivamente la lunghezza di lavoro, provare un file manuale ISO N° 20. Se invece raggiunge passivamente la lunghezza di lavoro, il canale è considerato medio, quindi usare il file N° 40.

Consigni di esecuzione della procedura

- I file Simplee V possono essere utilizzati con un movimento di spazzolatura [brushing] laterale per consentire la preparazione di canali di forma irregolare o per allargare l'orifizio del canale radicolare. Il movimento di spazzolatura [brushing] laterale può inoltre favorire l'avanzamento dello strumento.
- Pulire le scanalature del file Simplee V dopo 3 passaggi.
- Usare un file ISO N° 10 per controllare lo stato del canale e verificare che il canale non sia bloccato dopo 3 passaggi con i file Simplee V.
- Irrigare il canale radicolare secondo l'adeguato protocollo di irrigazione.
- Non applicare mai pressione se si incontra resistenza; invece, pulire i file e controllare il canale con un file ISO N° 10.
- Estrarre lo strumento dal canale non appena si raggiunge la lunghezza di lavoro. L'uso prolungato di file meccanici nella stessa posizione causa un trasporto canalare.
- Estrarre i file Simplee V dal canale dopo 3 passaggi oppure quando si incontra resistenza.





SIMPLEE®

All you need. No more. But no less.

RECIPFILE V

CZ

Specifikace

Model

25#, 40#, 50#, 25-50#

Délka

21 mm, 25 mm, 31 mm

Materiál

Střídkový NiTi

Výhody

- Pružnost
- Vysoká účinná preparace
- Nízké riziko kontaminace
- Jednoduché používání, systém jednoho pilníku

Doporučená rychlost a krouticí moment

Model	Rychlost	Zúžení
25#	250 - 350	.08
40#	250 - 350	.06
50#	250 - 350	.05

Pohyb

Střídkový dopřít a ven

Balení

Blistravé balení 6 ks v blistru

Pořadí

- K dosažení přímého přístupu do ústí kořenového kanálku.
- Zvolte správné pilníky Simplee V.
- Zkontrolujte, zda je zapnutý motor Endo.
- Do kořenového kanálku zavádějte pilníky Simplee V.
- Pohybujte nástrojem pomalu dopřít a ven [pohybem připomínajícím klouvný]. Rozsah pohybu dopřít a ven by neměl být větší než 3 mm.
- Na nástroj láte pouze mírně. 1 pohyb dopřít a ven = 1 klouvný.
- Nástroj snadno pronikne do kanálku.
- Po 3 klouvných nástroj z kanálku vytáhněte. Odstraňte nečistoty.
- Kanálek propláchněte.
- Pilníkem velikosti ISO 10 zkontrolujte, zda je kanálek přístupný ještě asi 3 mm za preparovanou částí.
- Pokračujte pilníky Simplee V, dokud nedosaáhnete přibližně dvou třetin pracovní délky. Při používání pilníku velikosti 25# určete pracovní délku pilníku velikosti ISO 10#.
- Při používání pilníku velikosti 40# nebo 50# kontrolujte pracovní délku apexlokátorem.
- Pokračujte pilníky Simplee V, dokud nedosaáhnete pracovní délky.
- Po dosažení pracovní délky nástroj z kořenového kanálku vytáhněte.

Výběr správného pilníku Simplee V

- Kanálek není na rentgenovém snímku zčásti nebo vůbec vidět: Jedná se o úzký kanálek, použijte velikost 25#.
- Na rentgenovém snímku je vidět kompletní kanálek: Použijte ruční pilník velikosti ISO 30# a zavádějte ho pasivně až do pracovní délky. Pokud se dá zavést až do pracovní délky, je kanálek považován za široký. Použijte pilník velikosti 50#.
- Pokud se ruční pilník velikosti ISO 30# nedá pasivně zavést až do pracovní délky, zkuste ruční pilník velikosti ISO 20#. Pokud se dá pasivně zavést až do pracovní délky, je kanálek středně široký. Použijte pilník velikosti 40#.

Typy k technice

- Pilníky Simplee V lze pohybovat jako kartáčkem do stran a preparovat tak nepravidelné tvarované kořenové kanálky a rozšiřovat jejich ústí. Kartáčekový pohyb do strany může také usnadnit postup nástroje hlouběji do zubu.
- Po 3 klouvných vyčistíte drážky v pilníku Simplee V.
- Pilníkem velikosti ISO 10# zkontrolujte stav kanálku, zda po 3 klouvných pilníkem Simplee V není zablokovaný.
- Vypláchněte kanálek podle příslušného protokolu pro výplach kořenových kanálků.
- Pokud narazíte na odpor, na nástroj nelaťte. Pilník vyčistěte a kanálek zkontrolujte pilníkem velikosti ISO 10#.
- Po dosažení pracovní délky nástroj z kanálku vytáhněte. Pokud byste pilníkem pracovali v jednom místě příliš dlouho, mohlo by dojít k posunutí kanálku.
- Po 3 klouvných, nebo pokud narazíte na odpor, vytáhněte pilník Simplee V z kanálku.

H

Jellemzők

Modell

#25, #40, #50, #25-50

Hossz

21mm, 25mm, 31mm

Anyag

Ni-Ti ötvözet

Előnyök

- Rugalmasság
- kiváló vágási hatékonyság
- A szennyeződés kockázatának csökkenése
- Egyszerűség, egy reszelős rendszer

Ajánlott sebesség és nyomaték

Modell	Sebesség	Csúcs
25#	250 - 350	.08
40#	250 - 350	.06
50#	250 - 350	.05

Mozgás

Oda-vissza mozgás

Csomagolás

Blisztercsomagolás 6 db/bliszter

Eljárás

- A gyökércsatorna bejáratához való egyenes vonalú hozzáférés elérése.
- Válassza ki a megfelelő Simplee V reszelőket
- Ellenőrizze a belső motor kiválasztását
- Vezesse be a Simplee V reszelőt a gyökércsatornába.
- Az eszközt lassú be-ki mozdulatokkal mozgassa. A be-ki mozgások amplitúdója nem haladhatja meg a 3 mm-t.
- Csak kisebb nyomást fejtsen ki. 1 be és ki mozdulat = 1 be-ki mozgás.
- Az eszköz könnyen halad előre a csatornában.
- 3 be-ki mozgás után távolítsa el az eszközt a csatornából. Távolítsa el a törmeléket.
- Öblítse át a csatornát.
- Győződjön meg róla, hogy a csatorna az ISO 10-es méretű reszelővel az előkészített csatornaszakaszon túl kb. 3 mm-re szabad.
- Így folytassa a Simplee V reszelőkkel, amíg a munkahossz kb. 2/3-át el nem éri. Ha #25-ös méretű eszközt használ, határozza meg a munkahosszat egy ISO #10-es méretű reszelő segítségével.
- #40 és #50-es méret esetén a hosszát csúcslókátorral kell ellenőrizni.
- Így folytassa a Simplee V reszelőkkel, amíg a munkahosszat el nem éri.
- Amint elérte a teljes munkahosszat, húzza ki az eszközt a gyökércsatornából.
- A megfelelő Simplee V reszelők kiválasztása
- Ha a csatorna részben vagy teljesen láthatatlan a röntgenfelvételen: a csatorna szűknek tekinthető, használjon #25-es méretet.
- Ha a csatorna teljesen látható a röntgenfelvételen: egy ISO #30-as kézi reszelőt passzívan vezessen be a munkahosszig. Ha elérte a munkahosszat, a csatorna nagyon számit, használjon #50-es.
- Ha egy ISO 30-as kézi reszelő nem megy be passzívan a munkahosszig, próbáljon ki egy ISO #20-as kézi reszelőt. Ha vízszint passzívan bemegy a munkahosszig, a csatorna közepesnek tekinthető, használjon #40-est.

Technikai tippek

- A Simplee V reszelőket oldalirányú kelő mozdulattal lehet használni a szabálytalan alakú csatornák előkészítéséhez vagy a gyökércsatorna bejáratának megnagyobbításához. Az oldalirányú kelő mozgás szintén segíthet az eszköz könnyebb előrehaladásában.
- 3 be-ki mozdulat után tisztítsa meg a Simplee V reszelő vátjátot.
- Használjon egy ISO #10-es méretű reszelőt a csatorna helyzetének ellenőrzésére, és győződjön meg, hogy a csatorna nem tömődött el a Simplee V reszelővel történő 3 ide-oda végzett mozgás után.
- Irrigálja a gyökércsatornát a vonatkozó irrigálási protokoll szerint.
- Soha ne gyakoroljon nyomást, ha ellenállásba ütközik, ehelyett tisztítsa meg a reszelőket, és ellenőrizze a csatornát egy ISO #10-es reszelővel.
- Amint elérte a teljes munkahosszat, húzza ki az eszközt a csatornából. Gépi reszelő túl hosszú alkalmazása egy helyen a csatorna elmozdulását eredményezheti.
- 3 be-ki mozgás után vagy ha ellenállást észlel, távolítsa el a Simplee V eszközt a gyökércsatornából.

S

Specifikationer

Modell

25#, 40#, 50#, 25-50#

Längd

21 mm, 25 mm, 31 mm

Materiál

NiTi-legering

Fördelar

- Böjllighet
- Enastående avverknings effektivitet
- Minskad risk för kontaminering
- Enkelhet – ett enda filsystem

Rekommendationer för varvtal och vridmoment

Modell	Varvtal	konisk
25#	250 - 350	.08
40#	250 - 350	.06
50#	250 - 350	.05

Rörelse

Oscillerande rörelse

Förpackning

Blisterpackning 6 st./blister

Sekvens

- Skapa en rak åtkomst till rotkanalens ingång.
- Välj rätt Simplee V-filar
- Kontrollera att endomatorn har valts
- Introducera Simplee V-filarna i rotkanalen.
- Rör instrumentet in i långsam fram- och återgående rörelse. Den fram- och återgående rörelsen ska inte vara längre än 3 mm.
- Använd endast lätt tryck. 1 rörelse in och ut=1 cykel.
- Instrumentet skjuts lätt in i kanalen.
- Ta ut instrumentet ur kanalen efter 3 cykler. Ta bort skräp.
- Irrigera kanalen.
- Säkerställ att kanalen är fri från till ca 3 mm förbi den preparerade kanalsektionen med en fil i ISO-storlek 10.
- Fortsätt på detta sätt med Simplee V-fil-instrumentet tills ca 2/3 av arbetslängden har nåtts. Vid arbete med 25# fastställer du arbetslängden med en fil i ISO-storlek 10#.
- Använder du 40# eller 50# ska arbetslängden kontrolleras på nytt med en apexökare.
- Fortsätt med Simplee V-instrumentet tills arbetslängden har nåtts.
- Så snart den fulla arbetslängden har nåtts ska du dra tillbaka
- instrumentet från rotkanalen.

Välja rätt Simplee V-filar

- Om kanalen är delvis eller helt osynlig i röntgen betraktas kanalen som smal. Använd storlek 25#
- Om hela kanalen syns i röntgen: För in en handfil ISO 30# passivt till arbetslängden. Om den når arbetslängden betraktas kanalen som vid. Använd 50#.
- Om en ISO 30-handfil inte går in passivt till hela arbetslängden: Prova med en handfil ISO 20#. Om den går in passivt till hela arbetslängden betraktas kanalen som medelvid. Använd 40#.

Tekniktips

- Simplee V-filarna kan användas med en sidledes borstande rörelse för preparering av kanaler med oregelbunden form eller vidgning av rotkanalängden. Borströrelsen i sidled kan också göra det enklare att föra in instrumentet.
- Rengör spåren på Simplee V-filarna efter 3 cykler.
- Kontrollera kanalsituationen med en fil i ISO-storlek 10# och bekräfta att kanalen inte blockeras efter 3 cykler med Simplee V-filar.
- Irrigera rotkanalen enligt irrigationsrekommendationerna.
- Tryck aldrig om det tar emot. Rengör i stället filarna och kontrollera kanalen med en fil i ISO-storlek 10#.
- Ta ut instrumentet ur kanalen så snart arbetslängden har nåtts. Arbetar du med motorfiler för länge på en plats uppstår kanaltransport.
- Dra ut Simplee V-filarna ur kanalerna efter 3 cykler eller om motstånd känns.

N

Spesifikasjoner

Modell

25#, 40#, 50#, 25-50#

Lengde

21 mm, 25 mm, 31 mm

Materiale

NiTi-legering

Fordeler

- Fleksibilitet
- Ypperlig skjæreeffekt
- Reduserer faren for kontaminering
- Enkelhet, ett filsystem

Anbefalt hastighet og moment

Modell	Hastighet	Taper
25#	250 - 350	.08
40#	250 - 350	.06
50#	250 - 350	.05

Bevegelse

Resiprok bevegelse

Førpackning

Blisterpakning 6 st./blister

Rekkfølge


- For å oppnå tilgang i rett linje til rotkanalens inngang.
- Velg korrekte Simplee V fil-instrumenter
- Kontroller at endomatoren er valgt
- Før Simplee V-filene inn i rotkanalen.
- Beveg instrumentet med en sakte hakkende bevegelse inn og ut. Amplituden til bevegelsene inn og ut skal ikke overskride 3 mm.
- Det skal bare utøves lett trykk. 1 bevegelse inn og ut = 1 hakk.
- Instrumentet vil kunne føres lett frem i kanalen.
- Ta instrumentet ut av kanalen etter 3 hakk. Rengjør for reststoffer.
- Skyll kanalen.
- Kontroller med en fil med ISO-størrelse 10 at kanalen er fri til ca. 3 mm forbi den preparerte kanaldelen.
- Fortsett på denne måten med Simplee V fil-instrumentet til ca. 2/3 av arbeidslengden er nådd. Ved bruk av en fil 25# må arbeidslengden fastslås ved hjelp av en ISO-fil størrelse 10#.
- Ved bruk av en fil 40#, 50# skal arbeidslengden kontrolleres på nytt med en apexlokator.
- Fortsett med Simplee V fil-instrumentet til arbeidslengden er nådd.
- Trekk instrumentet ut av rotkanalen så snart full arbeidslengde er nådd.

Valg av korrekte Simplee V-filer

- Hvis kanalen er delvis eller helt usynlig på radiografen: Bruk størrelse 25# dersom kanalen vurderes å være trang
- Hvis kanalen er fullstendig synlig på radiografen: Ta en håndfil ISO 30# og før den passivt inn til arbeidslengden. Hvis den når arbeidslengden, vurderes kanalen som stor, bruk 50#.
- Hvis en ISO 30 håndfil ikke går passivt inn til arbeidslengden, må du prøve en håndfil ISO 20#. Hvis denne går passivt inn til arbeidslengden, vurderes kanalen som medium, bruk 40#.

Tips om teknikk

- Simplee V fil-instrumenter kan brukes med en laterol bøstende bevegelse for å muliggjøre preparering av kanaler med uregelmessig form for å utvide rotkanalens åpning. Den laterale bøstende bevegelsen kan også bidra til å oppnå enklere fremføring av instrumentet.
- Rengjør rillene i Simplee V fil-instrumentet etter 3 hakkende bevegelse.
- Bruk en ISO-fil størrelse 10# for å kontrollere situasjonen i kanalen; kontroller at kanalen ikke er blokkert etter 3 hakkende bevegelse med Simplee V-filer.
- Skyll rotkanalen iht. respektive skylleprotokoll.
- Ikke utøv trykk dersom det møtes motstand, men rengjør filene og kontroller kanalen med en ISO-fil i størrelse 10#.
- Trekk instrumentet ut av rotkanalen så snart full arbeidslengde er nådd. Dersom det arbeides med motordrevne filer for lenge i ett punkt, vil det føre til kanaltransport.
- Trekk Simplee V-filene ut av kanalen etter 3 hakkende bevegelse eller når det møtes
- motstand.





SIMPLEE®

All you need. No more. But no less.

RECIPFILE V

(FIN)

Tekniset tiedot

Malli koot

25, 40, 50, 25-50

Pituus

21 mm, 25 mm, 31 mm

Materiaali

NiTi-seos

Edut

- Joustavuus
- erinomainen leikkausteho
- Vähenhäädä kontaminaatio riskiä
- Yksinkertainen, yhden viilan järjestelmä

Suosittelu nopeus ja vääntömomentti

Malli	Nopeus	Kapenema
25#	250 - 350	.08
40#	250 - 350	.06
50#	250 - 350	.05

Liike

Edestakainen liike

Pakkauks

Läpipainopakkauks 6 kpl/läpipainopakkauks

Vaiheet

- Suoran pääsyn luominen juurikanavan aukkon
- Valitse oikeat Simplee V viilainstrumentit
- Tarkista, että endomotoori on valittu.
- Vie Simplee V viilait juurikanavaan.
- Liikuta instrumenttia hitaasti edestakaisin napauttavalla liikkeellä. Edestakaisliikkeen amplitudi ei saa olla yli 3 mm.
- Käytä vain kevyttä painetta. 1 edestakainen liike = 1 napautus.
- Instrumentit etenee helposti kanavassa.
- Poista instrumentti kanavasta 3 napautuksen jälkeen. Puhdista jäämät.
- Huuhtele kanava.
- Varmista ISO-koon 20 viilalla, että kanavassa on tilaa noin 3 mm preparoidun kanavaosion yli.
- Jaika tällä tavoin Simplee V viilainstrumentilla, kunnes noin 2/3 työskentelypituudesta on saavutettu. Käytettäessä kokoa 25 määrää työskentelypituus ISO-koon 10 viilalla.
- Käytettäessä kokoa 40 tai 50 työskentelypituus on tarkistettava uudelleen apaksin paikantimella.
- Jaika Simplee V -viilainstrumentilla, kunnes työskentelypituus on saavutettu.
- Heti kun koko työskentelypituus on saavutettu, vedä instrumentti pois juurikanavasta.

Valitse oikeat Simplee V viilat

- Jos kanava ei näy röntgenissä kokonaan tai osittain, kanavan katsotaan olevan kapea; käytä kokoa 25.
- Jos kanava näkyy röntgenissä kokonaan, vie ISO-koon 30 käsiavilla passiivisesti työskentelypituuteen. Jos se saavutti työskentelypituuden, kanavan katsotaan olevan suuri; käytä kokoa 50.
- Jos ISO-koon 30 käsiavilla ei mene passiivisesti työskentelypituuteen, kokeile ISO-koon 20 käsiavilla. Jos se menee passiivisesti työskentelypituuteen, kanavan katsotaan olevan keskikokoinen; käytä kokoa 40.

Tekniikkavinkkejä

- Simplee V viilainstrumentteja voi käyttää sivusuuntaisella harjaavalla liikkeellä epäsuoännöllisen muotoisten kanavien preparoinnin mahdollistamiseen tai juurikanavan aukon laajentamiseen. Sivusuuntaisella harjaavalla liikkeellä voidaan myös helpottaa instrumentin sisäänvientä.
- Puhdista Simplee V -viilainstrumentin ura 3 napautuksen jälkeen.
- Tarkista kanavan tila ISO-koon 10 viilalla ja vahvista, ettei kanava ole tukossa Simplee V -viilalla tehdyn 3 napautuksen jälkeen.
- Huuhtele juurikanava asianmukaisen huuhteluprotokollan mukaisesti.
- Älä koskaan käytä painetta, jos tuntuu vastusta, vaan puhdista viilait ja tarkista kanava ISO-koon 10 viilalla.
- Poista instrumentti kanavasta heti, kun työskentelypituus on saavutettu. Jos moottorikäyttöisiä viiloja käytetään liian kauan yhdessä kohdassa, kanava siirtyy.
- Vedä Simplee V viilait pois kanavasta 3 napautuksen jälkeen tai kun tuntuu vastusta.

(DK)

Specifikationer

Model

25#, 40#, 50#, 25-50#

Længde

21 mm, 25 mm, 31 mm

Materiale

NiTi-legering

Fordele

- Fleksibilitet
- Fremragende slibeeffekt
- Reducerer risikoen for kontaminering
- Simplicitet, et filsystem

Anbefalet hastighed og omdrejningsmoment

Model	Hastighed	Tilspidsning
25#	250 - 350	.08
40#	250 - 350	.06
50#	250 - 350	.05

Bevægelse

Reciprokerende

Emballage

Blisterpakning 6 stk./blister

Rækkefølge

- Sådan opnås adgang til rodkanalens åbning i lige linje.
- Vælg det korrekte Simplee V files-instrument
- Kontroller, at endomotooren er blevet valgt
- Indfært Simplee V-filene i rodkanalen.
- Før instrumentet ind og ud med en langsom hakkende bevægelse. Amplituden for de ind- og udgående bevægelser må ikke overstige 3 mm.
- Der må kun påføres et ganske let tryk. 1 ind- og ud-bevægelse = 1 hak.
- Instrumentet er nemt at føre frem i kanalen.
- Efter 3 hak fjernes instrumentet fra kanalen. Fjern debris.
- Skyl kanalen.
- Sørg for, at kanalen er fri, således, at der er ca. 3 mm fritrum ud over den præparerede kanalsektion ved hjælp af fil i ISO-størrelse 10.
- Fortsæt på denne måde med Simplee V-files-instrumentet, indtil den 2/3 af arbejds længden er nået. Hvis der bruges et 25#, lastsåds arbejds længden ved hjælp af en fil i ISO-størrelse 10#.
- Når der anvendes en fil i størrelse 40#, 50# skal den fulde arbejds længde tjekkes igen med en apækslokator.
- Fortsæt med Simplee V files-instrumentet, indtil den fulde arbejds længde er nået.
- Så snart den fulde arbejds længde er nået, skal man trække instrumentet tilbage fra rodkanalen.

Vælg den korrekte Simplee V-fil:

- Hvis kanalen er helt eller delvist synlig på røntgenbilledet, regnes kanalen for smal. Brug en fil i størrelse 25#
- Hvis kanalen er helt synlig på røntgenbilledet, skal man tage en ISO 30# håndfil og indsætte den uforceret til arbejds længden er nået. Hvis den når hele arbejds længden, betyder dette, at kanalen er stor. Brug her en fil i størrelse 50#.
- Hvis håndfiler i ISO-størrelse 30 ikke når arbejds længden uforceret, kan i stedet prøve en håndfil i str. ISO 20#. Hvis den når hele arbejds længde uforceret, betyder det, at kanalen er medium. Brug her en fil i størrelse 40#.

Tekniske tip

- Simplee V files-instrumenter kan føres med en sidelæns børstende bevægelse for at gøre det muligt at præparere kanaler med uregelmæssig facon eller for at forstørre rodkanalens åbning. En sidelæns børstende bevægelse kan også gøre det nemmere at føre instrumentet fremad.
- Rens Simplee V-fil-instrumentets hulrum efter 3 hak.
- Brug en fil i ISO-størrelse 10# til at kontrollere rodkanalens udformning, og bekræft at kanalen ikke er blokeret efter 3 hak med Simplee V-files.
- Skyl rodkanalen i overensstemmelse med den passende skylleprotokol.
- Man må aldrig forcere instrumentet inde i kanalen, hvis der mærkes modstand. I stedet skal filene rengøres, og kanalen tjekkes med en fil i ISO-størrelse 10#.
- Fjern instrumentet fra kanalen, så snart arbejds længden er nået. Motordrevne file, der er for lange ved et punkt, kan forårsage forskydning af kanalen.
- Træk Simplee V-filene ud af kanalen efter 3 hak, eller når der mærkes modstand.

(EE)

Tehnilised andmed

Mudel

25#, 40#, 50#, 25-50#

Pikkus

21 mm, 25 mm, 31 mm

Materjal

NiTi sulam

Eelised

- Paindlikkus
- Suurepärase lõiketeravus
- Väiksem saaste risk
- Lihtsus, üks viilüsteem

Soovitulik kiirus ja pöõrdemoment

Mudel	Kiirus	Otsast ahenev
25#	250 - 350	.08
40#	250 - 350	.06
50#	250 - 350	.05

Liikumine

Edasi-tagasi liikumine

Pakend

Blisterpakend 6 tk blisterpakendis

Tööoperatsioonide järjekord

- Juurekanali avale otseise juurdepääsu saamine.
- Valige õiged Simplee V viilid.
- Veenduge, et voltitud on endomotoor.
- Sisestage Simplee V viilid juurekanalisse.
- Liigutage instrumenti aeglaselt sisse ja välja. Sisse-välja liigutuste ulatus ei tohiks olla suurem kui 3 mm.
- Avaldage instrumentidele vaid veidi survet. 1 sisse-välja liigutus = 1 piste.
- Instrument liigub juurekanalis kergesti edasi.
- Eemaldage instrument pärast kolme pistet juurekanalist. Eemaldage mustus.
- Loputage kanalit.
- Veenduge viili ISO nr 10 abil, et juurekanal on juurdepääsetav umbes 3 mm ulatuses üle ettevalmistatud kanaliosa.
- Jätkake Simplee V viilidega töötamist umbes 2/3 ulatuses tööala pikkusest. Kui kasutate suurust 25#, kasutage tööala pikkuse tuvastamiseks viile ISO nr 10#.
- Suuruste 40# ja 50# kasutamise korral tuleb tööala pikkus apeksi lokaatoriga üle kontrollida.
- Jätkake Simplee V instrumenti kasutamist soovitud tööala pikkuse saavutamiseni.
- Kui olete saavutanud soovitud pikkuse, eemaldage kohe instrument juurekanalist.

Õigete Simplee V viilide valimine

- Kui juurekanal on radioloogiliselt uurimisel osaliselt või täiesiis nähtamatu: juurekanal on kitsas, kasutage suurust 25#
- Kui juurekanal on radioloogiliselt uurimisel täielikult nähtav: võike ISO 30# käsiivil, sisestage see passiivselt tööala pikkuse ulatuses. Kui see ulatub tööala lõpuni, loetakse juurekanalilt suureks, kasutage suurust 50#.
- Kui ISO 30 käsiivil ei ulatu passiivselt tööala lõpuni, katsetage käsiiviliga ISO 20#. Kui see küündib passiivselt tööala lõpuni, on juurekanal keskmise suurusega, kasutage suurust 40#.

Tehnilised nõuanded

- Simplee V viile võib kasutada külgsuunas liigutustega, mis aitab ette valmistada ebaühtlase kujuga juurekanalit, et suurendada juurekanali juurdepääsuava. Külgsuunas liikumine võib hõlbustada ka juurekanalis instrumentiga edasi liikumist.
- Puhastage Simplee V viilide sooni pärast iga kolme torget.
- Kasutage juurekanali seisundi kontrollimiseks viili ISO nr 10#. Veenduge pärast iga kolme torget Simplee V viilidega, et kanal ei ole ummistunud.
- Loputage juurekanalit vastava loputamisprotokollil kohaselt.
- Ärge avaldage takistusega kokkupuutumisel survet, vaid puhastage viilid ning kontrollige juurekanalit viiliga ISO nr 10#.
- Võike instrument kohe pärast soovitud tööala pikkuse saavutamist juurekanalist välja. Mooriga viiliga liiga kaua ühes kohas töötamise korral võite juurekanali seinalt dentini eemaldada.
- Tõmmake Simplee V viilid juurekanalist välja pärast 3 torget või takistusega kokkupuutumisel.

(LV)

Specifikācijas

Modelis

25., 40., 50., 25–50.

Garums

21 mm, 25 mm, 31 mm

Materiāls

nikēla un titāna sakausējums

Priekšrocības

- Elastīgums
- Lielska griešanas efektivitāte
- Samazināts piesārņojuma risks
- Vienkāršota, vienota viļu sistēma

Ieteicamais ātrums un griezes moments

Modelis	Ātrums	Koniskums
25#	250 - 350	.08
40#	250 - 350	.06
50#	250 - 350	.05

Kustība

Alternējoša kustība

Iepakojums

Blistera 6 gab./blisterā

Darbību virkne


- Lai iegūtu taisnvirziena piekļuvi ieejai saknes kanālā.
- Izvēlieties pareizos Simplee V viļu instrumentus
- Pārbaudiet, vai ir izvēlēts Endo motors
- Ievadiet Simplee V viļes saknes kanālā.
- Pakāpeniski virziet instrumentu iekšā ar kālšanas kustību. Virzišanas kustību amplitūda nedrīkst pārsniegt 3 mm.
- Drīkst izmantot tikai nelielu spiedienu. 1 kustība iekšā un ārā atbilst 1 kalamam.
- Instrumentu varēs bez piepūles ievadīt kanālā.
- Pēc 3 kaluma kustībām izņemiet instrumentu no kanāla. Noņemiet grūzus.
- Izskalojiet kanālu.
- Izmantojot viļi, kas atbilst 10. ISO izmēram, gādājiet, lai kanālā būtu aptuveni 3 mm brīvas vietas aiz sagatavotās kanāla sodojas.
- Šādā veidā turpiniet darbu ar Simplee V viļu instrumentu, līdz sasniedzāt aptuveni 2/3 no darba garuma. Ja izmantojat 25. izmēra instrumentu, noskiet darba garumu, izmantojot 10. ISO izmēra viļes.
- Ja izmantojat 40. vai 50. izmēra instrumentu, atkārtoti pārbaudiet darba garumu, izmantojot virsotnes noteicēju.
- Turpiniet darbu ar Simplee V viļu instrumentu, līdz sasniedzāt darba garumu.
- Tiklīdz ir sasniegts plīns darba garums, izņemiet instrumentu no saknes kanālā.

Pareizo Simplee V viļu izvēle.

- Ja radiogrāfijas uzņēmumā kanāls ir daļēji vai pilnībā neredzams: kanāls ir uzskatāms par šauru kanālu, izmantojiet 25. izmēra instrumentu.
- Ja radiogrāfijas uzņēmumā kanāls ir pilnībā redzams: izmantojiet 30. ISO izmēra rokas viļi un pasīvi ievielojiet to darba dziļumā. Ja ir sasniegts darba garums, kanāls ir uzskatāms par lielu kanālu, izmantojiet 50. izmēra instrumentu.
- Ja 30. ISO izmēra rokas viļi nevar pasīvi iekļūt darba garumā, izmēģiniet 20. ISO izmēra rokas viļi. Ja šo viļi var pasīvi ievadīt darba garumā, kanāls ir uzskatāms par vidēji lielu kanālu, izmantojiet 40. izmēra instrumentu.

Ieteikumi par papēmieniem

- Ar Simplee V viļu instrumentiem var veikt laterālas slaucīšanas kustības, lai sagatavotu asimetriskus kanālus vai palielinātu ieeju saknes kanālā, laterālā slaucīšanas kustība var arī palīdzēt vieglāk ievadīt instrumentu.
- Pēc 3 kalumiem notīriet Simplee V viļu instrumenta rievās.
- Ar 10. ISO izmēra viļi pārbaudiet kanāla stāvokli, un pēc 3 kalumiem ar Simplee V viļēm pārbaudiet, vai kanāls nav bloķēts.
- Izskalojiet saknes kanālu saskaņā ar atbilstošu skalošanas protokolu.
- Prelestības gadījumā nedrīkst lietot spiedienu — tā vieta notīriet viļes un pārbaudiet kanālu, izmantojot 10. ISO izmēra viļi.
- Tiklīdz sasniedzāt darba garumu, izņemiet instrumentu no kanāla. Ilgstošs darbs ar motorizētām viļēm vienā vietā izraisa kanāla transportēšanu.
- Izņemiet Simplee V viļes no kanāla pēc 3 kalumiem vai gadījumā, ja sajūtat pretestību.





SIMPLEE®

All you need. No more. But no less.

RECIPFILE V

(SI)

Specifikacije

Model

25#, 40#, 50#, 25-50#

Dolžina

21 mm, 25 mm, 31 mm

Material

zlitina NiTi

Prednosti

- Fleksibilnost
- Odlična učinkovitost pri rezanju
- Zmanjšanje tveganja kontaminacije
- Enostavnost, en sistem pile

Priporočena hitrost in navor

Model	Hitrost	Zašiljena
25#	250 - 350	.08
40#	250 - 350	.06
50#	250 - 350	.05

Gibanje

Recipročno gibanje

Pakiranje

Pretisni omat 6 kosov/omat

Zaporedje

- Za doseganje rovnega dostopa do vhoda v koreninski kanal.
- Izberite pravilne instrumente Simplee V.
- Preverite, ali je bil izbran motor Endo.
- V koreninski kanal vstavite pile Simplee V.
- Instrument premikajte počasi noter in ven. Amplituda gibov noter in ven ne sme presežati 3 mm.
- Uporabljajte le rahel pritisk. 1 gib noter in ven = 1 gib »kljuvanje«
- Instrument bo v kanalu zlahka napredoval.
- Po treh gibih noter in ven instrument vzemite iz kanala. Očistite ostanke.
- Sperite kanal.
- S pilo ISO velikosti 10 preverite, ali je kanal prost do približno 3 mm za pripravljenim delom kanala.
- Na ta način nadaljujte s pilami Simplee V, dokler ne dosežete približno 2/3 delovne dolžine. Če uporabljate 25#, določite delovno dolžino z uporabo pile ISO velikosti 10#.
- Pri uporabi 40#, 50# je treba delovno dolžino ponovno preveriti z lokatorjem opexsa.
- S pilo Simplee V nadaljujte, dokler ne dosežete delovne dolžine.
- Takoj ko je dosežena celotna delovna dolžina, izvlecite instrument iz koreninskega kanala.

Izbira pravilne pile Simplee V

- Če je kanal na rentgenskem posnetku delno ali v celoti neviden: kanal je ozek, uporabite velikost 25#.
- Če je kanal na rentgenskem posnetku popolnoma viden: vzemite ročno pilo ISO 30# in jo pasivno vstavite do delovne dolžine. Če je dosežena delovna dolžina, se šteje, da je kanal velik, in uporabite 50#.
- Če ročna pilo ISO 30 ne gre pasivno do delovne dolžine, poskusite z ročno pilo ISO 20#. Če gre ta pasivno do delovne dolžine, se kanal šteje za srednje velikega, in uporabite 40#.

Namigi glede tehnike

- Pile Simplee V lahko uporabljate s stranskim krtačenjem, da omogočite preparacijo kanalov nepravilnih oblik ali povečate vhod v koreninski kanal. Stransko krtačenje lahko prav tako pripomore k lažjemu napredovanju instrumenta.
- Očistite pilo Simplee V po 3 gibih noter in ven.
- Za preverjanje stanja kanala uporabite pilo ISO velikosti 10# in potrdite, da kanal ni blokiran, pri čemer pilo Simplee V trikrat pomaknete noter in ven.
- Koreninski kanal sperite v skladu z ustreznimi protokoli spiranja.
- Nikoli ne pritisčajte, če naletite na odpor, temveč očistite pile in preverite kanal s pilo ISO velikosti 10#.
- Instrument odstranite iz kanala takoj, ko je dosežena delovna dolžina. Predolgo delo z motornimi pilami na enem mestu bo povzročilo prenos kanalov.
- Pilo Simplee V izvlecite iz kanala po treh gibih noter in ven ali ko naletite na odpor.

(LIT)

Specifikacijos

Modelis

25#, 40#, 50#, 25-50#

Ilgis

21 mm, 25 mm, 31 mm

Medžiaga

NiTi lydinys

Privalumai

- Lankstumas
- Puikus pjovimo efektyvumas
- Sumažinta užteršimo rizika
- Paprastumas, vienos dildės sistema

Rekomenduojamas greitis ir jėgos momentas

Modelis	Greitis	Kūgis
25#	250 - 350	.08
40#	250 - 350	.06
50#	250 - 350	.05

Judesys

Judesys pirmyn-atgal

Pakuotė

Lizdinė pakuotė 6 vnt. lizdinėje plokštelėje

Procedūra

- Siekiant išgauti prieigą prie šaknies kanalo įėjimo tiesia linija.
- Parinkite teisingą „Simplee V“ dildymo instrumentą.
- Patikrinkite, ar parinktas endovarklis.
- Įstatykite „Simplee V“ dildes į šaknies kanalą.
- Lėtais baksnojimo judesiais judinkite instrumentą pirmyn ir atgal. Judesio pirmyn ir atgal amplitudė turėtų būti ne didesnė kaip 3 mm.
- Spauskite tik nespirdami. 1 judesys pirmyn ir atgal = 1 bakstelėjimas
- Instrumentas lengvai skverbiasi į kanalą.
- Po 3 bakstelėjimų ištraukite instrumentą iš kanalo. Išvalykite šiukšles.
- Praskalaukite kanalą.
- Su ISO 10 dydžio dilde įsitikinkite, kad kanalas yra laisvas maždaug per 3 mm nuo paruoštos kanalo dalies.
- Takiu būdu tęskite su „Simplee V“ dildymo instrumentu, kol bus pasiekta apie 2/3 darbinio ilgio. Jei naudojate 25#, darbinį ilgį nustatykite, naudodami ISO 10# dydžio dildes.
- Jei naudojate 40#, 50#, darbinį dydį reikia patikrinti su viršūnės ieskikliu.
- Tęskite su „Simplee V“ dildymo instrumentu, kol bus pasiektas darbinis ilgis.
- Kai tik pasiekiamas visas darbinis ilgis, ištraukite instrumentą iš šaknies kanalo.

Teisingų „Simplee V“ dildžių parinkimas

- Jeigu rentgenogramoje kanalo iš dalies arba visiškai nesimato: kanalas laikomas siauru, naudokite 25# dydį.
- Jeigu rentgenogramoje matosi visas kanalas: paimekite ISO 30# rankinę dildę ir pasyviai įstatykite ją iki darbinio ilgio. Jei ji pasiekia darbinį ilgį, kanalas laikomas plačiu, naudokite 50#.
- Jei ISO 30 rankinė dildė pasyviai iki darbinio ilgio nepraeina, bandykite su ISO 20# rankine dilde. Jei ji pasyviai praeina iki darbinio ilgio, kanalas laikomas vidutiniu, naudokite 40#.

Techiniai patarimai

- Kad būtų galima preparuoti neįprastos formos kanalus ir padidinti šaknies kanalo įėjimą, „Simplee V“ dildymo instrumentus galima naudoti lateralinio šveitimo judesiu. Lateralinis šveitimo judesys taip pat gali padėti instrumentui lengviau skverbis pirmyn.
- Po 3 bakstelėjimų nuvalykite „Simplee V“ dildymo instrumento rieves.
- Kanalo situacijos tikrinimui naudokite ISO 10# dydžio dildes, įsitikinkite, kad kanalo linija po 3 bakstelėjimų su „Simplee V“ dildėmis nėra užblokuota.
- Praskalaukite šaknies kanalą pagal tinkamą skalavimo protokolą.
- Jei juntate pasipriešinimą, jokių būdu nenaudokite jėgos; vietoj to nuvalykite dildes ir patikrinkite kanalą su ISO 10# dydžio dilde.
- Kai tik pasiekiamas darbinis ilgis, ištraukite instrumentą iš kanalo. Su variklinėmis dildėmis per ilgai dirbant viename taške, kanalas gali persistumti.
- Po 3 bakstelėjimų arba pajutę pasipriešinimą ištraukite „Simplee V“ dildes iš kanalo.

