

Ⓢ Instructions of use:

Shake well before use. Spray from a distance of 4-5cm just a few seconds, allow to take effect shortly and polish with a soft cloth.

Not for intraoral application!

Ⓢ Gebrauchsinformation:

Vor Gebrauch gut schütteln. Aus einer Entfernung von 4 bis 5 cm wenige Sekunden flächig einsprühen, kurz einwirken lassen und mit einem weichen Tuch polieren.

Nicht für die intraorale Anwendung!



Gefahr/Danger!



LOT

Siehe Dosenboden.
See bottom of bottle.

REF 093 996



SIMPLEE®

All you need. No more. But no less.

Prothesenfinish

Inhalt/Content:

e 75 ml **110**

Ⓢ Gives prostheses and all plastic surfaces in practice an laboratory a satin shine and a pleasant scent.

Ⓢ Gibt Prothesen und allen Kunststoff-Oberflächen in Praxis und Labor seidenmatten Glanz und verleiht einen angenehmen Duft.

H222 Extremely flammable aerosol.

Extrem entzündbares Aerosol.

H229 Pressurised container: May burst if heated.

Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.

P210 Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.

Von Hitze, heißen

Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.

P211 Do not spray on an open flame or other ignition sources. Do not pierce or burn, even after use.

Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.

P251 Do not pierce or burn, even after use.

Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.

P410 + P412 Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50°C / 122°F.

Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50°C / 122°F aussetzen.

UFI: W21K-NOES-9207-C28P

Stand:10325



Lifco Dental AB; Verkmästaregatan 1
745 39 Enköping, Sweden